

EasyOX[®]

Umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia

Gli umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia della serie EasyOX[®] sono dispositivi che consentono di aumentare l'umidità relativa nei trattamenti con ossigeno medico sia in ambito ospedaliero che in quello domiciliare.

STRUTTURA

Gli umidificatori per ossigenoterapia della serie **EasyOX[®]** sono interamente costruiti in policarbonato e sono quindi sterilizzabili in autoclave (121 °C - 15 min.). Il design avanzato, la ghiera filettata intercambiabile a scatto che permette l'adattamento del dispositivo ad ogni situazione e l'ergonomia complessiva del dispositivo rendono l'umidificatore **EasyOX[®]** particolarmente innovativo. Il suo utilizzo in abbinamento ai flussimetri della serie **EasyFLOW[®]**, **Rs**, **Qmed[®]**, **EASYMED[®]** ed **EasyMED[®] PLUS** offre agli operatori una notevole semplicità d'impiego e grande versatilità, unite ad una estrema economia d'esercizio.



INNOVAZIONE d'eccellenza
TECNOLOGIA d'avanguardia
DESIGN intelligente

Informazioni principali



L'ossigeno medico è normalmente privo di un grado di umidità sufficiente per essere fisiologicamente tollerato dalle vie respiratorie del paziente senza conseguenze collaterali. Da qui la necessità di dotare i dispositivi di erogazione d'ossigeno, come ad esempio i flussimetri, di appositi dispositivi per l'umidificazione di tale gas durante la somministrazione.



La forma cava della bottiglia, oltre ad essere un elemento di design unico, offre all'operatore un utilizzo facile e sicuro e garantisce una maggiore efficienza di umidificazione.

Prodotti correlati



Flussimetri ad area variabile e orifici calibrati per ossigeno
da p. 19



Riduttori di pressione
da p. 37

VOLUME INTERNO 190 ml

DIMENSIONI (AxLxP) 161x84x89 mm

PESO 0,13 Kg

VALORE MAX DI PRESSIONE APPLICABILE 80 kPa

VALORE MAX DI FLUSSO APPLICABILE 10 L/min.

CONNESSIONI DI ENTRATA 9/16" UNF EN 13544-2 F. · 1/4" ISO 3253 F.
M 12x1.25 F. · 3/8" ISO 3253 F.

CONNESSIONE DI USCITA portagomma Ø 6÷9 mm

- 1 **Ghiera a scatto, codificata per colore** e fornita con diverse filettature di connessione a scelta dell'utente finale. Una volta inserita non può essere rimosso.
- 2 **Coperchio con aggancio rapido 1/12 di giro** per facilitare il riempimento dell'umidificatore e le operazioni di pulizia.
- 3 Una **ghiera girevole**, ergonomica e di grandi dimensioni, permette di connettere e rimuovere con estrema facilità l'umidificatore **EasyOX®** dal dispositivo di erogazione dell'ossigeno.
- 4 Portagomma $\varnothing 6 \div 9$ mm con possibilità di orientamento a 360°.
- 5 Dettaglio della **valvola di sovrappressione**.



▶ GUARDA IL VIDEO

